

## LACE24 - Centrifuge 10ml x 24 Angle Rotor No.31607

### Product Details

**Manufacturer:** COLO Lab Expert

**Product Code:** LACE24/10x24



### Technical Specification

COLO LACE24 Klinicka Centrifuga je idealna za separaciju seruma, plazme, urina, uzoraka krvi i druge rutinske aplikacije u medicinskim i istrazivackim laboratorijama. Ova centrifuga je opremljena sistemom za automatsko zakljucavanje i otkljucavanje zastitnog poklopca, programom za podesavanje ubrzanja i zaustavljanja rotora nakon završene operacije, konverzijom broja obrtaja - RPM u RCF - Relativnu centrifugalnu silu, asinhronim motorom bez grafitnih cetkica. Metalno kuciste i komora centrifuge joj daju stabilnost i sigurnost prilikom rada. COLO Centrifuga ima nizak nivo buke.

- Metalno kuciste sa prohromskom komorom rotora
- Motor bez cetkica za cistocu pri radu i jednostavno odrzavanje
- Mikroprocesorska kontrola sa podesavanjem brzine i vremena
- Konverzija brzine RPM i RCF relativne centrifugalne sile

#### Specifikacija:

- Maksimalna brzina: 4000 obrtaja
- Maksimalna relativna centrifugalna sila - RCF: 2250xg
- Podeseni parametri su automatski sacuvani
- Jednostavna promena parametra i u toku rada
- Automatsko zakljucavanje prilikom rada
- Automatsko otkljucavanje po prestanku rada
- Detekcija imbalansa
- Podesavanje tajmera: 0-99min
- Napajanje: 220V 50Hz
- Buka prilikom rada: < 45dB(A)
- Dimenzije: 483x320x265mm(LxWxH)
- Tezina: 23kg
- Standardni Rotor: Ugaoni rotor 24 x 10ml (4000 r/min, 2200xg)



## Optional

Optional rotors:

- 31602 - Angle Rotor 4000rpm 12 x 15ml 2150 RCF
- 31603 - Angle Rotor 4000rpm 12 x 20ml 2220 RCF
- 31604 - Angle Rotor 4000rpm 18 x 10ml 2250 RCF
- 31605 - Angle Rotor 4000rpm 30 x 7ml 2250 RCF
- 31601 - Angle Rotor 4000rpm 30 x 5ml 2010 RCF
- 31607 - Angle Rotor 4000rpm 24 x 10ml 2200RCF
- 31606 - Angle Rotor 4000rpm 6 x 50ml 2100RCF
- 32665 - Swing out Rotor 4000rpm 4 x 10ml 2610RCF
- 32666 - Swing out Rotor 4000rpm 4 x 15ml 2610RCF